

Aplicador De Película Húmeda Y Placa De Recubrimiento De Vidrio De Laboratorio

Número de artículo: TB14



Introducción

Placa de recubrimiento de vidrio de laboratorio y aplicador de película húmeda para la preparación uniforme de películas, fijación segura de muestras, trabajo de recubrimiento estable, limpieza sencilla y evaluación económica de recubrimientos de laboratorio en diversos flujos de investigación y aplicaciones de ensayo de materiales, con un manejo fiable y repetible en laboratorios exigentes.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio principal
Preparación de papel recubierto	Utilice la placa de vidrio y la abrazadera suministrada para fijar el papel mientras prepara una película de recubrimiento húmeda. Los formatos disponibles de 110 × 180 mm, 160 × 280 mm y 230 × 340 mm permiten trabajar con diferentes tamaños de muestras de papel.	Proporciona una superficie estable y definida para preparar muestras de recubrimiento uniformes con una colocación controlada del sustrato.
Preparación de películas húmedas en laboratorio	Prepare películas húmedas de pequeño formato sobre una superficie de trabajo plana de vidrio para estudios de recubrimientos de laboratorio y trabajos comparativos con muestras.	Ofrece un método sencillo y económico para producir películas de ensayo uniformes sin equipos complejos.
Evaluación de formulaciones de recubrimiento	Aplique recubrimientos sobre sustratos de papel fijados y compare muestras preparadas en condiciones de trabajo similares.	Facilita un manejo repetible de las muestras y una comparación visual o de proceso más sencilla.
Recubrimiento de láminas de plástico negro	Utilice el formato de 180 × 480 mm para recubrir láminas de plástico negro, tal como se especifica para esta configuración.	Proporciona un área de trabajo más larga, adecuada para la aplicación designada sobre láminas de plástico negro.
Flujos de trabajo de investigación de materiales	Integre la unidad en flujos de trabajo de sobremesa que requieran una superficie plana de vidrio, material de ensayo fijado y una limpieza sencilla después del uso.	Mejora la eficiencia del manejo diario y mantiene el método de preparación accesible y económico.
Enseñanza de laboratorio y desarrollo de métodos	Demuestre procedimientos básicos de preparación de recubrimientos y fijación de sustratos utilizando una superficie de vidrio visible y un sistema de abrazadera manual.	Hace que el proceso de recubrimiento sea fácil de comprender, inspeccionar y limpiar entre actividades experimentales.

Parámetro	Especificación
Modelo	TB14
Tipo de producto	Placa de recubrimiento de vidrio de laboratorio y aplicador de película húmeda
Construcción	Placa de vidrio fijada a una placa de plástico especial
Espesor de la placa de vidrio	8 mm
Superficie de vidrio	Placa de vidrio de alta planitud
Estructura de soporte	Estructura de soporte de goma
Diseño antideslizante	Patatas de goma antideslizantes
Retención de la muestra	La abrazadera de acero fija el papel de ensayo durante el recubrimiento

Parámetro	Especificación
Descripción de la abrazadera	Abrazadera galvanizada
Área de trabajo	Igual a las dimensiones de la placa de vidrio
Método de operación	El material de ensayo se fija con la abrazadera suministrada durante el recubrimiento
Limpieza	Superficie de trabajo de vidrio fácil de limpiar

Configuración	Tamaño de la placa de vidrio	Material de recubrimiento previsto
Configuración 1 de recubrimiento de papel TB14	110 × 180 mm	Recubrimiento de papel
Configuración 2 de recubrimiento de papel TB14	160 × 280 mm	Recubrimiento de papel
Configuración 3 de recubrimiento de papel TB14	230 × 340 mm	Recubrimiento de papel
Configuración TB14 para láminas de plástico negro	180 × 480 mm	Recubrimiento de láminas de plástico negro