

Prensa Hidráulica De Laboratorio Calefactada De 24T 30T 60T Con Placas Calientes Para Laboratorio

Número de artículo: PCH



Introducción

Prensas hidráulicas de laboratorio de alta calidad para una preparación precisa de muestras. Elija modelos automáticos o calefactados para investigación de materiales, farmacia y más. ¡Solicite un presupuesto ahora!

[Aprende más](#)

Modelo del instrumento	PCH-24T1010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
Rango de presión	0-24,0 toneladas	0-30,0 toneladas	0-30,0 toneladas
Diámetro del pistón	95 mm (d) en cilindro de aceite cromado	110 mm (d) en cilindro de aceite cromado	150 mm (d) en cilindro de aceite cromado
Estructura general principal	Equipo sin conexiones selladas para reducir los puntos de fuga de aceite	Equipo sin conexiones selladas para reducir los puntos de fuga de aceite	Equipo sin conexiones selladas para reducir los puntos de fuga de aceite
Temperatura de calentamiento del molde	Temperatura ambiente-300,0C/500,0C	Temperatura ambiente-300,0C/500,0C	Temperatura ambiente-300,0C/500,0C
Método de aislamiento	Placa de aislamiento importada	Placa de aislamiento importada	Placa de aislamiento importada
Método de enfriamiento	Enfriamiento rápido con enfriamiento por agua [máquina de enfriamiento por agua opcional]	Enfriamiento rápido con enfriamiento por agua [máquina de enfriamiento por agua opcional]	Enfriamiento rápido con enfriamiento por agua [máquina de enfriamiento por agua opcional]
Tamaño de la placa caliente	100×100 mm (M×N) con chaflán	200×200 mm (M×N)	180×180 mm (M×N)
Tamaño de la unidad principal	245×175×500 mm (K×P×H)	405×260×525 mm (K×P×H)	405×260×525 mm (K×P×H)
Dimensiones	500×175×500 mm (L×W×H)	950×260×525 mm (L×W×H)	950×260×525 mm (L×W×H)
Fuente de alimentación	600 W (220V/110V personalizable)	1200 W (220V/110V personalizable)	1000 W (220V/110V personalizable)
Peso	60 Kg	180 Kg	180 Kg