

Prensa Hidráulica Calefactada Automática De Tipo Dividido Con Placas Calefactoras

Número de artículo: PCSE



Introducción

Prensa de laboratorio calefactada automática dividida KINTEK: Prensa hidráulica de precisión con calentamiento a 300°C para una preparación de muestras eficiente. Ideal para laboratorios de investigación.

[Aprende más](#)

Modelo del instrumento	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
Rango de Presión	0-40.0 toneladas	0-30.0 toneladas
Proceso de presurización	Presurización programada - Mantenimiento programado - Alivio de presión temporizado	Presurización programada - Mantenimiento programado - Alivio de presión temporizado
Temperatura de calentamiento del molde	Temperatura ambiente-300.0°C	Temperatura ambiente -300.0°C / 500.0°C (Opcional)
Método de aislamiento	Tablero de aislamiento importado	Tablero de aislamiento importado
Método de enfriamiento	Enfriamiento rápido con agua [máquina de enfriamiento de agua opcional]	Enfriamiento rápido con agua [máquina de enfriamiento de agua opcional]
Tamaño del plato caliente	400×400mm (M×N)	300×300mm (M×N)
Tamaño del host	500×480×650mm (K×P×H)	380×350×600mm (K×P×H)
Dimensiones	850×480×650mm (L×W×H)	700×400×600mm (L×W×H)
Fuente de alimentación	5500W (220V/110V personalizable)	3500W (220V/110V personalizable)
Peso	480 Kg	280 Kg