

Ensamblar Molde De Prensa Cilíndrica Para Laboratorio

Número de artículo: PMAC

Introducción

Molde de prensa cilíndrico de laboratorio de primera calidad para una preparación de muestras impecable. Evita la delaminación, acero japonés ultraduradero. Tamaños personalizados disponibles. ¡Consiga el suyo ahora!

[Aprende más](#)



Modelo	PMAC-A	PMAC-B	PMAC-C	PMAC-D	PMAC-E
Material	Cr12MoV				
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62				
Tamaño de la muestra	Φ3[Φ4[Φ5[Φ6[Φ8[Φ10mm (M)	Φ12[Φ13[Φ15[Φ18[Φ20mm (M)	Φ30[Φ40mm (M)	Φ50[Φ60mm (M)	Φ70[Φ80 mm (M)
Profundidad de la cavidad	30 mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
Dimensiones exteriores	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm[Φ95*133mm(L*H)	Φ115*150mm[Φ127*150mm (L*H)	Φ153*180mm[Φ180*180mm(L*H)
Peso (Kg)	0.75Kg	1.2Kg	3.8Kg[6.3Kg	14Kg[20Kg	30Kg[40Kg

Otros tamaños pueden ser personalizados