

Ensamblar Molde Cuadrado De Prensa Para Laboratorio

Número de artículo: PMAS



Introducción

El molde de prensa de laboratorio Assemble de KINTEK garantiza una preparación precisa de las muestras de materiales delicados, evitando daños gracias a su diseño de desmontaje rápido. Ideal para tiras finas y desmoldeo fiable.

[Aprende más](#)

Modelo	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
Material	Cr12MoV				
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62				
Tamaño de la muestra	3*3[4*4[5*5[6*6[8*8[10*mm (M)	12*12[15*15[18*18[20*20mm(M)	30*30[40*40 mm (M)	50*50[60*60 mm(M)	70*70[80*80 mm (M)
Profundidad de la cavidad	30 mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
Dimensiones exteriores	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ95*133mm[Φ115*133mm(L*H)	Φ127*150mm[Φ153*150mm (L*H)	Φ180*180mm[Φ200*180mm(L*H)
Peso (Kg)	1.2Kg	3.6Kg	7Kg[14Kg	20Kg[30Kg	40Kg[50Kg

Se pueden personalizar otros tamaños