

Prensa Hidráulica Calefactada Automática Con Placas Calientes Para Laboratorio

Número de artículo: PCAH



Introducción

Prensa térmica de laboratorio automática KINTEK: Calentamiento de precisión, control programable y enfriamiento rápido para una preparación de muestras eficiente. ¡Mejore la productividad de su laboratorio hoy mismo!

[Aprende más](#)

Modelo del instrumento	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
Rango de presión	0-25,0 toneladas	0-25,0 toneladas	0-30,0 toneladas	0-40,0 toneladas
Proceso de presurización	Presurización por programa - Mantenimiento por programa - Alivio de presión temporizado	Presurización por programa - Mantenimiento por programa - Alivio de presión temporizado	Presurización por programa - Mantenimiento por programa - Alivio de presión temporizado	Presurización por programa - Mantenimiento por programa - Alivio de presión temporizado
Temperatura de calentamiento del molde	Temp. ambiente-300,0°C/500,0°C	Temp. ambiente-300,0°C/500,0°C	Temp. ambiente-300,0°C/500,0°C	Temp. ambiente-300,0°C
Método de aislamiento	Placa de aislamiento importada	Placa de aislamiento importada	Placa de aislamiento importada	Placa de aislamiento importada
Método de enfriamiento	Enfriamiento rápido con agua [máquina de enfriamiento de agua opcional]	Enfriamiento rápido con agua [máquina de enfriamiento de agua opcional]	Enfriamiento rápido con agua [máquina de enfriamiento de agua opcional]	Enfriamiento rápido con agua [máquina de enfriamiento de agua opcional]
Tamaño de la placa caliente	180×180mm(M×N)	200×200mm(M×N)	300×300mm(M×N)	400×400mm(M×N)
Dimensiones	300×390×560mm(L×A×H)	300×390×560mm(L×A×H)	400×490×580mm(L×A×H)	500×550×620mm(L×A×H)
Fuente de alimentación	1700 W (220V/110V personalizable)	1700 W (220V/110V personalizable)	3500 W (220V/110V personalizable)	5500 W (220V/110V personalizable)
Peso	140 Kg	140 Kg	280 Kg	480 Kg