

Prensa Hidráulica De Laboratorio Automática Máquina De Prensa De Pellets Para Laboratorio

Número de artículo: PCEA



Introducción

Actualice su laboratorio con la prensa automática de laboratorio de KINTEK: precisión, eficiencia y versatilidad para una preparación de muestras superior. ¡Explore los modelos ahora!

[Aprende más](#)

Modelo del instrumento	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
Rango de presión	0,2-12,0 toneladas	1-20,0 toneladas	1-30,0 toneladas	1-40,0 toneladas	1-60,0 toneladas	1-100,0 toneladas	1-150,0 toneladas
Conversión de presión	El programa convierte automáticamente la presión soportada por el molde						
Pantalla	Pantalla LCD de 4,3 pulgadas				Pantalla LCD de 7 pulgadas		
Botones metálicos	Contactos plateados con una vida útil de más de 100.000 veces						
Protección del equipo	Protección de placa de acero con puerta de vidrio orgánico						
Interruptor de límite	Alivio de presión automático cuando el cilindro de aceite alcanza la altura límite						
Carrera del cilindro (T)	30 mm			50 mm			
Tamaño del espacio (M×N)	110×140 mm	140×160 mm	140×160 mm	175×180 mm	185×220 mm	185×250 mm	200×260 mm
Dimensiones externas (L×W×H)	185×320×360 mm	230×390×420 mm	230×390×420 mm	280×460×550 mm	300×520×580 mm	330×580×620 mm	400×620×620 mm
Fuente de alimentación del equipo	240W (220V/110V personalizable)	550W (220V/110V personalizable)				1500W (220V/110V personalizable)	
Peso del equipo	50 Kg	90 Kg		150 Kg	180 Kg	240 Kg	380 Kg