

Moldes De Carburo De Tungsteno Para La Preparación De Muestras De Laboratorio

Número de artículo: PMW



Introducción

Moldes de prensa de laboratorio de carburo de primera calidad para una preparación precisa de las muestras. Material YT15 duradero y de alta dureza, tamaños personalizables. Ideal para XRF, investigación de baterías y más.

[Aprende más](#)

Modelo	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
Material	Carburo YT15						
Dureza del penetrador	HRC85-HRC90						
Tamaño de la muestra	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 mm	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 mm	φ22 /φ25 /φ28 /φ30 mm				
Profundidad de la cavidad	30 mm	40 mm	45 mm				
Dimensiones exteriores	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm				
Peso (Kg)	0.78	1.8	3.8				

Se pueden personalizar otros tamaños