

Prensa Isostática En Frío Eléctrica De Laboratorio Máquina Cip

Número de artículo: PCIE



Introducción

La prensa isostática en frío eléctrica de laboratorio KINTEK ofrece precisión, eficiencia y una calidad de muestra superior para la investigación avanzada. ¡Explore los modelos personalizables hoy mismo!

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PCIE-12T	PCIE-20T	PCIE-40T	PCIE-60T
Rango de presión	0-12T(0-17MPa)	0-20T(0-21MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-34MPa)
Diámetro del pistón	95mm (d) en cilindro de aceite cromado	110mm (d) en cilindro de aceite cromado	130mm (d) en cilindro de aceite cromado	150mm (d) en cilindro de aceite cromado
Manómetro	Indicación digital0,0-40,0MPa	Indicador digital0,0-40,0MPa	Indicador digital0,0-40,0MPa	Indicación digital 0,0-40,0 MPa
Carrera máxima del pistón (T)	40mm	40mm	50mm	50mm
Forma de presión	Presurización eléctrica/presurización manual	Presurización eléctrica/presurización manual	Presurización eléctrica/presurización manual	Presurización eléctrica/presurización manual
Método de reposición de presión	Presurización automática/presurización lenta manual	Presurización automática/presurización lenta manual	Presurización automática/presurización lenta manual	Presurización automática/presurización lenta manual
protector	Vidrio orgánico	Vidrio orgánico	Vidrio orgánico	Vidrio orgánico
temperatura ambiente	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C
Presión Isostática	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
cámara de presión Isostática	Φ22×70mm(M×N)	Φ30×120mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm(M×N)
Dimensiones exteriores	305×430×530mm(L×A×H)	305×430×600mm(L×A×H)	355×450×710mm(L×A×H)	405×470×720 mm (largo x ancho x alto)
Suministro de energía	550W(220V/110 puede ser personalizado)	550W(220V/110 se puede personalizar)	550W(220V/110 se puede personalizar)	550W(220V/110 se puede personalizar)
Peso del equipo	110Kg	120Kg	150Kg	200Kg