

Prensa Hidráulica Calefactada Con Placas Calefactoras Para Prensa En Caliente De Laboratorio Con Caja De Vacío

Número de artículo: PCV



Introducción

La Prensa Hidráulica de Laboratorio Calefactada KINTEK con Caja de Vacío garantiza una preparación de muestras precisa. Compacta, duradera y con control de presión digital para resultados superiores.

[Aprende más](#)

Modelo del instrumento	PCV-10T1818	PCV-10T2020
Rango de presión	0-10.0 toneladas	0-10.0 toneladas
Proceso de presurización	Presurización manual	Presurización manual
Temperatura de calentamiento	Máximo 500°C	Máximo 500°C
Placa calefactora	180×180mm	200×200mm
Material de la caja de vacío	SUS 304 (acero inoxidable)	SUS 304 (acero inoxidable)
Tamaño del estudio	400×400×400mm	400×100×400mm
Tamaño de la puerta	300×350mm	300×350mm
Grado de vacío	-0.1MPa	-0.1MPa
Dimensiones	450×550×850(L×An×Al)	450×550×850(L×An×Al)
Fuente de alimentación	220V 50Hz (puede soportar 110V)	220V 50Hz (puede soportar 110V)