

Molde Plano Cuantitativo De Calentamiento Por Infrarrojos Para Un Control Preciso De La Temperatura

Número de artículo: PMHD



Introducción

Molde de placa plana de calentamiento por infrarrojos preciso para laboratorios - distribución uniforme del calor, control PID, estabilidad a alta temperatura. ¡Mejore su preparación de muestras hoy mismo!

[Aprende más](#)

Modelo de aparato	PMHD-A	PMHD-B
Forma de la muestra		
Calentamiento de la matriz	0.0°C-300.0°C	0.0°C-300.0°C
Material de la matriz	Acero aleado para herramientas :Cr12MoV	Acero aleado para herramientas :Cr12MoV
Tamaño de la muestra	Φ50mm (d)	Φ25mm (d)
Espesor de la muestra	15-100μm	25[50]100[250]500μm(6 bucles de medición)
Dimensiones	200*60mm (D*H)	200*60mm(D*H)
Peso	220V/300W	220V/300W
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo		