


Molde De Prensa Antifisuras De Laboratorio

Número de artículo: PML



Introducción

Molde de prensa de precisión antifisuras para uso en laboratorio. Acero Cr12MoV duradero, resistente a la alta presión, tamaños personalizables. Ideal para ensayos de materiales. ¡Consiga el suyo ahora!

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMT
Forma de la muestra	
Material del molde	Acero aleado para herramientas Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra (opciones estándar)	Φ6mm, Φ8mm, Φ10mm, Φ15mm, Φ20mm (Personalizable - M)
Profundidad de la cavidad	40mm (Personalizable - N)
Dimensiones (Exterior)	Φ98*120mm (L*H)
Peso	Aprox. 5Kg
Diagrama de compatibilidad de tamaño de la prensa hidráulica de polvo	