

Molde De Prensa De Bolas De Laboratorio

Número de artículo: PMQ



Introducción

Moldes de prensado de bolas de alto rendimiento para un moldeado preciso de materiales de laboratorio. Diseños duraderos y versátiles para la compactación de metal/cerámica. Explore los tamaños $\Phi 3$ -80mm. Póngase en contacto con los expertos de KINTEK hoy mismo.

[Aprende más](#)

Modelo	PMQ	
Forma de la muestra		
Calentamiento del molde	Aleación de acero para herramientas :Cr12MoV	
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62	
Tamaño de la muestra	$\Phi 6 \square \Phi 8 \square \Phi 10 \square \Phi 15 \square \Phi 20$ mm (M)	$\Phi 30 \square \Phi 40 \square \Phi 50$ mm (M)
Profundidad de la cavidad	40 mm (N)	60 mm (N)
Dimensiones	$\Phi 53 \times 120$ mm (L*H)	$\Phi 88 \times 150$ mm (L*H)
Peso	1,4 kg	5.8kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo		