

Molde De Prensa Cilíndrico Para Laboratorio

Número de artículo: PMC

Introducción

Moldes de prensa cilíndricos de precisión para la preparación de muestras de laboratorio. Duraderos, de alto rendimiento y personalizables para XRF, investigación de baterías y ensayos de materiales. ¡Consiga el suyo hoy mismo!

[Aprende más](#)



Especificaciones técnicas	Elija la configuración de molde ideal para sus requisitos específicos a partir de nuestras especificaciones detalladas a continuación. Nuestros moldes están diseñados para ofrecer un rendimiento constante en una amplia gama de tamaños de muestra y presiones.	Modelo de instrumento	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D															
PMC-F	PMC-G	Material de la matriz																			
Acero rápido para herramientas ASSAB +17	Acero aleado para herramientas: Cr12MoV	Dureza del penetrador																			
HRC68-HRC70	HRC60-HRC62	Tamaño de la muestra	Φ3mm (M)	Φ4mm (M)	Φ5mm (M)	Φ7mm (M)	Φ8mm (M)	Φ10mm (M)	Φ11mm (M)	Φ1.5mm (M)	Φ12mm (M)	Φ15mm (M)	Φ16mm (M)	Φ18mm (M)	Φ20mm (M)	Φ22mm (M)	Φ25mm (M)	Φ28mm (M)	Φ30mm (M)	Φ32mm (M)	Φ33mm (M)
Φ80mm (M)	Φ90mm (M)	Φ100mm (M)	Profundidad de la cavidad	20mm (N)	30mm (N)	40mm (N)	45mm (N)														
65mm(N)	65mm(N)	Dimensiones	Φ43 * 78mm (L*H)	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)															
Φ118*150mm	Φ128*180mm	Φ138*180mm(L*H)	Φ168*180mm	Φ218*180mm(L*H)	Peso	0.55Kg	0.67Kg	1,34Kg	2.9Kg												

11.5Kg14Kg20Kg30Kg40Kg [¿Necesita un tamaño personalizado?](#)