

Molde De Prensa Cilíndrico De Laboratorio Con Balanza

Número de artículo: PCMC



Introducción

El molde de prensa cilíndrico de KINTEK garantiza un procesamiento preciso del material con una presión uniforme, formas versátiles y calentamiento opcional. Ideal para laboratorios e industrias. ¡Obtenga asesoramiento experto ahora!

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PCMC
Forma de la muestra	
Calentamiento de la matriz	Aleación de acero para herramientas :Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra	Φ10□Φ12□Φ13□Φ15□Φ18□Φ20 mm (M)
Profundidad de la cavidad	100 mm (N)
Dimensiones	Φ53*220mm(L*H)
Peso	4.8Kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo	