

Molde Calefactor De Doble Placa Para Laboratorio

Número de artículo: PMD



Introducción

Molde calefactor de precisión de doble placa para laboratorios, con control de temperatura de doble zona, enfriamiento rápido y calentamiento uniforme. Ideal para ensayos de materiales y preparación de muestras.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMD
Prensar la forma de la muestra	
Temperatura de calentamiento	Temperatura ambiente-300°C (Modelos disponibles hasta 500°C)
Material del molde	Aleación de acero para herramientas:Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra	Contacte con nosotros para opciones personalizables
Grosor de la muestra	0,02-0,1 mm (N)
Dimensión externa 1	180*180*130mm(L*A*A)
Dimensión externa 2	200*200*130mm(L*A*A)
Dimensión externa 3	300*300*130 mm (largo*ancho*alto)
Peso del molde	32Kg / 38Kg / 88Kg
Diagrama dimensional	