


Molde Especial Para Prensa Térmica De Laboratorio

Número de artículo: PCHF



Introducción

Moldes de prensa de laboratorio KINTEK de precisión para una preparación de muestras fiable. Duraderos, personalizables e ideales para diversas necesidades de investigación. Mejore la eficiencia de su laboratorio hoy mismo.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PCHF
Forma de la muestra	
Calentamiento del molde	0°C-500°C
Dureza del penetrador	SUS 304
Tamaño de la muestra	Forma rectangular o de hueso
Profundidad de la cavidad	0.75mm□1.35mm□1.75mm□2.75mm
Dimensiones	80x80□180x180□200x200mm
Peso	0.4kg□0.8kg□1.0kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo	