

# Molde De Prensado Por Infrarrojos Para Aplicaciones De Laboratorio

Número de artículo: PMID



## Introducción

Los moldes de prensa de laboratorio de KINTEK garantizan una preparación precisa de las muestras con una construcción duradera de carburo de tungsteno. Ideal para FTIR, XRF e investigación de baterías. Tamaños personalizados disponibles.

[Aprende más](#)

|                                                                   |      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| Modelo de instrumento                                             | PMID |                      |
| Forma de la muestra                                               |      |                      |
| Material del molde                                                |      | Carburo de tungsteno |
| Dureza del penetrador                                             |      | HRC68-HRC85          |
| Tamaño estándar de la muestra                                     |      | Φ13 mm(M)            |
| Profundidad de la cavidad                                         |      | 20mm(N)              |
| Dimensiones                                                       |      | Φ43*78mm(L*H)        |
| Peso                                                              |      | 0.76Kg               |
| Diagrama del tamaño de la matriz de la prensa hidráulica de polvo |      |                      |