

Manual De Laboratorio Cortadora De Microtomos Para Seccionar Tejidos

Número de artículo: PT10



Introducción

Cortadora manual de precisión para laboratorios: Consiga una preparación de muestras precisa y uniforme con un corte ajustable de alta precisión. Ideal para investigación, alimentación e industria.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PT10
Material del molde	3Cr13 (acero inoxidable templado)
Tamaño de la rebanada	Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ19(d)
Dimensiones totales	120*200*280mm (L*A*H)
Peso del equipo	10 kg
Diagrama del tamaño de la máquina	