


Molde De Prensa Poligonal De Laboratorio

Número de artículo: PMPD



Introducción

Molde de prensa poligonal de precisión para polvos y materiales metálicos. Formas personalizadas, compactación a alta presión, diseño duradero. Ideal para laboratorios y fabricación.

[Aprende más](#)

Modelo de aparato	PMPD
Forma de la muestra	(Poligonal, por ejemplo, cuadrada, hexagonal, etc.)
Material de la matriz	Acero aleado para herramientas: Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra (ejemplos, personalizable)	5x5, 10x10, 15x15, 20x20 mm (M) (Otros tamaños disponibles bajo pedido)
Profundidad de la cavidad	40 mm (N) (Personalizable)
Dimensiones (molde total)	Φ53*120mm (L*H) (Puede variar en función del tamaño de la muestra)
Peso (Aproximado)	1.4Kg (Puede variar según el tamaño)
Diagrama de compatibilidad de tamaño de la prensa hidráulica de polvo	