

Molde De Prensa Anular De Laboratorio Para Preparación De Muestras

Número de artículo: PMO



Introducción

Matrices de prensado anular de alta precisión para granulados uniformes en laboratorios e industria. Aleación Cr12MoV duradera, tamaños $\Phi 3-80$ mm. Aumente la eficiencia y la precisión hoy mismo.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento		PMQ
Forma de la muestra		
Material del molde	Acero aleado para herramientas Cr12MoV	
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62	
Opciones de tamaño de la muestra	$\Phi 7-3$, $\Phi 10-5$, $\Phi 20-10$ mm (M)	$\Phi 30-10$, $\Phi 50-20$ mm (D)
Profundidad de la cavidad	40mm (N)	45mm (D)
Dimensiones	$\Phi 53 \times 120$ mm (L*H)	$\Phi 72 \times 100$ mm, $\Phi 88 \times 120$ mm (D*L)
Peso	1,4Kg	3.5kg, 5kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo		