

Prensa Hidráulica Caliente De Laboratorio Para La Investigación De Baterías De Estado Sólido

Número de artículo: MY04



Introducción

Descubra nuestra compacta prensa hidráulica caliente de laboratorio para la investigación de baterías de estado sólido. Logre una compactación térmica precisa hasta 500 °C y 5 toneladas con estabilización de presión automatizada y refrigeración por agua. Ideal para la consolidación de electrolitos, laminación de electrodos y síntesis de polímeros en laboratorios.

[Aprende más](#)

Parámetro técnico	Especificación
Modelo	MY04
Temperatura de trabajo del platino	0 - 500 °C
Potencia de calentamiento	1500 W
Tamaño del platino	180 mm × 180 mm
Rango de presión de trabajo	0 - 5 T (Toneladas)
Precisión del control de presión	±0,05 T
Gestión de presión	Mantenimiento y reposición automáticas de presión
Método de enfriamiento del platino	Enfriamiento por circulación de agua
Suministro eléctrico	220 V / 50 Hz
Dimensiones del equipo	290 mm × 290 mm × 420 mm
Peso	90 kg