

Prensa Hidráulica De Laboratorio 2T Prensa De Pellets De Laboratorio Para Kbr Ftir

Número de artículo: KT-KBP



Introducción

Prensa hidráulica de laboratorio KINTEK 2T para la preparación precisa de muestras FTIR, la creación duradera de gránulos KBr y el ensayo versátil de materiales. Ideal para laboratorios de investigación.

[Aprende más](#)

Modelo	PCKBR-2T
Presión de trabajo (T)	0-2 (30Mpa)
Diámetro del pistón	Φ45mm
Estabilidad de presión	≤1MPa/10min
Diámetro del banco de trabajo	Φ45mm
Número de columnas	Dos
Espacio de trabajo (A×F)	54×55 mm
Dimensiones (An×L×Al)	100×220×220 mm
Peso (kg)	4,8 kg