

Prensa Hidráulica De Laboratorio Prensa Para Pellets De Laboratorio Prensa Para Pilas De Botón

Número de artículo: PCBP

Introducción

Prensas de laboratorio KINTEK: Prensas hidráulicas de precisión para investigación de materiales, farmacia y electrónica. Compactas, duraderas y de bajo mantenimiento. ¡Obtenga asesoramiento experto hoy mismo!

[Aprende más](#)



Modelo de aparato	PCBP-2T (Manual)	Modelo de instrumento	PCBP-1.5T(Automática)
Rango de presión	0-2T (0-25MPa)	Rango de presión	50-1500kg
Diámetro del pistón	Φ32mm (d)	Proceso de presurización	Presurización programada-presión programada-alivio de presión temporizado
Estructura integral	Sin conexión de sellado, se reducen las fugas de aceite	Tiempo de retención de presión	0-999 segundos
Manómetro	Indicación de presión e intensidad de presión	Conversión de la presión	El programa convierte automáticamente el molde para soportar la presión
Troquel estándar	Troquel de envasado serie CR20	Pantalla LCD	Pantalla LCD de 4,3 pulgadas
Troquel de sellado	CR16,CR20,CR24,CR30optional	Molde de sellado	Opcional CR16,CR20,CR24,CR30,etc
Presión de sellado	0.8-1.2Ton	Molde de extracción de cáscara	Opcional CR16,CR20,CR24,CR30,etc
Molde de desmontaje	CR16,CR20,CR24 opcional	Molde estándar	Molde de embalaje estándar serie CR20
Presión de desmontaje		Dimensiones exteriores	220x240x380(LXWXH)
Dimensiones	210x165x290mm(LxAxH)	Suministro eléctrico del equipo	220V(50Hz/60Hz)
Peso	12Kg	Peso del equipo	35Kg
Diagrama dimensional	Diagrama dimensional de la máquina crimpadora manual de pilas de botón		Diagrama dimensional de la máquina crimpadora automática de pilas de botón