

Prensa Hidráulica De Laboratorio Máquina De Prensa De Pellets Para Guanterera

Número de artículo: PCG



Introducción

Prensa de laboratorio de precisión para cajas de guantes: Diseño compacto y estanco con control digital de la presión. Ideal para el procesamiento de materiales en atmósfera inerte. Explorar ahora

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PCG-25T1818	PCG-25T2020
Rango de presión	0-25T	0-25T
Proceso de presurización	Programa de presurización-programa de alivio de presión temporizado	Programa de presurización-programa de alivio de presión temporizado
Tiempo de retención de presión	0-999.59 (Segundos)	0-999.59 (Segundos)
Temperatura de calentamiento	Hasta 500°C	Hasta 500°C
Placa calefactora	180×180mm	200×200mm
Asa de la guanterera	St's 304	St 304
Tamaño del estudio	780×650×700mm	780×650×700mm
Tamaño de la cabina de transición	Φ240×260mm	Φ240×260mm
Grado de vacío	-0.1MPa	-0.1MPa
Tamaño de toda la máquina	1200×950×1800mm (L×A×H)	1200×950×1800mm (L×A×A)
Suministro de energía	220V 50Hz	220V 50Hz