

Prensa Hidráulica De Laboratorio Manual Prensa De Pellets De Laboratorio

Número de artículo: PCF



Introducción

La Prensa Hidráulica de Laboratorio Manual con Protección de KINTEK garantiza una preparación de muestras segura y precisa con una construcción duradera, aplicaciones versátiles y funciones de seguridad avanzadas. Ideal para laboratorios.

[Aprende más](#)

Modelo del instrumento	PCF-15T	PCF-24T	PCF-30T	PCF-40T	PCF-60T
Rango de presión	0-15T(0-30MPa)	0-24T(0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-34MPa)
Diámetro del pistón	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)	Φ150mm (d)
Manómetro	Visualización de presión e intensidad de presión	Visualización de presión e intensidad de presión	Visualización de presión e intensidad de presión	Visualización de presión e intensidad de presión	Visualización de presión e intensidad de presión
Carrera máxima del pistón	30mm	30mm	40mm	50mm	50mm
Cubierta protectora	Plexiglás (Polimetilmetacrilato)	Plexiglás (Polimetilmetacrilato)	Plexiglás (Polimetilmetacrilato)	Plexiglás (Polimetilmetacrilato)	Plexiglás (Polimetilmetacrilato)
Estabilidad de presión	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
Diámetro del banco de trabajo	Φ90mm (D)	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)	Φ140mm (D)	Φ160mm (D)
Número de columnas	Cuatro	Cuatro	Cuatro	Cuatro	Cuatro
Espacio de trabajo	80×130mm(M×N)	112×160mm(M×N)	112×160mm(M×N)	126×185mm(M×N)	185×250mm(M×N)
Dimensiones	260×175×395mm(L×A×H)	305×195×425mm(L×A×H)	305×195×425mm(L×A×H)	355×215×505mm(L×A×H)	405×240×565mm(L×A×H)
Peso	42Kg	65Kg	65Kg	90Kg	120Kg

Fuerza (Toneladas)	Presión (MPa)
1	0.75
3	2.2
5	3.7
10	7.5
12	9

15	11.3
20	15
30	22.5
40	30

Importante: No exceda los 35 MPa de presión del sistema para prolongar la vida útil del equipo.