

Molde De Prensa De Laboratorio De Forma Especial Para Aplicaciones De Laboratorio

Número de artículo: PMT



Introducción

Moldes de prensado de formas especiales para aplicaciones de laboratorio precisas. Personalizables, rendimiento de alta presión y formas versátiles. Ideales para cerámica, productos farmacéuticos y mucho más. Póngase en contacto con KINTEK hoy mismo.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMT
Forma de la muestra	
Material del molde	Acero aleado para herramientas Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra (diámetro)	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm (M) (Personalizable)
Profundidad de la cavidad	40mm (N) (Personalizable)
Dimensiones (Exterior)	Φ53*120mm (L*H) (Varía según personalización)
Peso	Aprox. 1.4Kg (Varía según personalización)
Diagrama de compatibilidad de tamaño de la prensa hidráulica de polvo	