

Molde De Presión Bidireccional Cuadrado Para Laboratorio

Número de artículo: PMS-F



Introducción

Consiga un moldeo en polvo de alta precisión con el molde de presión bidireccional cuadrado de KINTEK para obtener resultados de laboratorio superiores. ¡Explore ahora!

[Aprende más](#)

Modelo del instrumento	PMSY
Capacidades de forma de la muestra	
Material del molde	Acero aleado para herramientas : Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaños de muestra estándar (personalizables)	12*12, 15*15, 18*18, 20*20 mm (M)
Profundidad de la cavidad	40mm (N)
Dimensiones	Φ88*175mm(L*H)
Peso	3.0Kg
Diagrama de los componentes del molde de la prensa hidráulica de polvo	