


Molde Cuadrado Para Prensa De Laboratorio

Número de artículo: PMS

Introducción

Los moldes de prensa cuadrados de laboratorio de KINTEK crean muestras de tiras uniformes con precisión. Acero Cr12MoV duradero, tamaños versátiles, ideal para aplicaciones de laboratorio. ¡Mejore su preparación de muestras hoy mismo!

[Aprende más](#)



Modelo	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
Material	Cr12MoV						
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62						
Tamaño de la muestra	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 mm	12×12 /15×15 /16×16 /18×18 /20×20 mm	22×22 /25×25 /30×30 mm	32×32 /35×35 /40×40 mm	50×50 /60×60 /70×70 mm	81-150 mm(lado largo)	151-200 mm(lado largo)
Profundidad de la cavidad	20 mm	30 mm	40 mm	45 mm	55/60/65 mm	60 mm	60 mm
Dimensiones exteriores	φ43×93mm	φ53×120mm	φ73×133mm	φ88×150mm	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160×140mm	220×160mm
Peso (Kg)	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25 kg-40 kg	45 kg-80 kg

Se pueden personalizar otros tamaños. [Póngase en contacto con nosotros.](#)