

Molde De Prensado De Pastillas De Polvo De Laboratorio Con Anillo De Plástico Kbr Para Xrf Y Ftir

Número de artículo: PMXP



Introducción

Molde de prensado de pastillas de polvo XRF con anillos de plástico para la preparación precisa de muestras. Obtenga pastillas uniformes con una construcción duradera de acero para herramientas de aleación. Tamaños personalizados disponibles.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMXP
Forma de prensado de la muestra	
Temperatura de calentamiento	Temperatura ambiente - 300°C (Nota: para uso con prensas de laboratorio calentadas o variantes de molde calentado)
Material del molde	Acero para herramientas de aleación
Tamaño de muestra	Φ25mm (d)
Grosor de muestra	15, 25, 50, 100, 250, 500 μm (utilizando 6 anillos cuantitativos)
Dimensión externa	200*60mm (D*H)
Alimentación eléctrica	220V/300W (Nota: relevante para prensas calentadas asociadas o variantes de molde calentado)
Diagrama de tamaño	