

Xrf Kbr Anillo De Acero De Laboratorio De Polvo De Pellets De Prensado De Moldes Para Ftir

Número de artículo: PMXS

Introducción

Molde de granulado de anillo de acero de precisión XRF para la preparación de muestras de laboratorio. Duradero, eficaz, garantiza un análisis XRF preciso. Tamaños personalizados disponibles. Haga su pedido ahora.

[Aprende más](#)



Modelo de instrumento	PMXS
Forma de la muestra	
Material del molde	Acero aleado para herramientas Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra	Φ32mm, Φ40mm (M)
Profundidad de la cavidad	45mm (N)
Dimensiones	Φ73*133mm (L*H)
Peso	3.2Kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo	